

ANTISÉPTICO PARA SISTEMA PORTÁTIL LAVAOJOS SSK200



► DESCRIPCIÓN

Líquido conservante para ser utilizado en la estación lavaojos portátil. Impide la descomposición del agua potable contenida en la estación lavaojos portátil por más de 90 días. Inhibe el desarrollo de bacterias, hongos, algas.

► INSTRUCCIONES

- Limpie la estación lavaojos portátil.
- Enjuague con agua potable.
- Llene parcialmente la estación lavaojos portátil.
- Agregue el contenido completo de la botella.
- Llene completamente el tanque con agua potable.
- Coloque la fecha de aplicación del líquido antiséptico en la etiqueta de la estación lavaojos portátil.
- Cambie la solución cada 90 días como mínimo.
- Use 1 botella de 200 ml de antiséptico por cada 14 galones o 53 litros.



► **CONTENIDO DE LA BOTELLA**

- Gluconato de Clorhexidina 1%.
- Cloruro de benzalconio al 1%
- Botella de 200 ml

► **ADVERTENCIA**

Observaciones: No seguir las recomendaciones puede causar fallas en la conservación del agua potable.

- El sistema portátil lavaojos debe cumplir con características de hermeticidad.
- El sistema portátil lavaojos debe estar en un espacio donde el sol no le afecte directamente.

► **EMPAQUE**

Individual

► **GARANTÍA**

El distribuidor no se hará responsable de ninguna lesión, o agravio personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado el sistema portátil lavaojos.

(En altas concentraciones de cloro el agua se puede tornar de color marrón sin afectar el funcionamiento)